



LCK114 набор реагентов для определения ХПК, O₂, 150-1000 мг-л, 25 тестов



Набор реагентов LCK114 (ХПК (O₂), диапазон измерений 150-1000 мг/л 25 тестов.

Для работы реагенты ХПК требуют разложения в термореакторе LT200 или HT200S.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Легкость в применении.
- Высокая точность.
- Поддержка технологии RFID (бесконтактного автоматического определения методики прибором, поддерживающим данную технологию).
- Уникальность применяемой кюветы.