Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ЧВП чаши выпарительные стеклянные



Стеклянные чаши ЧВП предназначены для выпаривания до сухого остатка жидкостей при температуре не выше +100°С в лабораторных условиях.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Чаша выпарительная изготовлена но ТУ 4320-012-29508133-2009.
- Изготовлена из стекла ТС но ГОСТ 21400-75.
- Тип ЧВП, исполнение 1.

Варианты исполнений

Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр большой, мм	Высота, мм	Упаковка, шт
ЧВП-1-60	70	57 ±2,0	35 ±1,0	10
ЧВП-1-90	215	90 ±2,0	50 ±1,0	10
ЧВП-1-120	560	120 ±2,0	60 ±2,0	2
ЧВП-1-150	1000	150 ±2,0	80 ±2,0	2

Стандартный комплект поставки:

- ЧВП чаша выпарительная стеклянная.
- Техническая документация.