

## **LCK614 набор реагентов для определения ХПК (50-300 мг/л)**



Набор реагентов LCK614 предназначен для определения ХПК, диапазон измерений 50-300 мг/л, 25 тестов.

Для работы реагенты ХПК требуют разложения в термореакторе LT200 или HT200S.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Особенности:**

- Легкость в применении.
- Высокая точность.
- Поддержка технологии RFID (бесконтактного автоматического определения методики прибором, поддерживающим данную технологию)
- Уникальность применяемой кюветы.