



LCK314 набор реагентов для определения ХПК (15-150 мг/л)



Набор реагентов LCK314 предназначен для определения ХПК, диапазон измерений 15-150 мг/л, 25 тестов.

Для работы реагенты ХПК требуют разложения в термореакторе LT200 или HT200S.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Легкость в применении.
- Высокая точность.
- Поддержка технологии RFID (бесконтактного автоматического определения методики прибором, поддерживающим данную технологию)
- Уникальность применяемой кюветы.