

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ES-8300,-ES-8300D устройства перемешивающие



Устройства используются для перемешивания невязких жидкостей в колбах, стаканах, бутылях и других емкостях. Применяется для приготовления эмульсий и дисперсий в косметической и фармацевтической лабораториях.

Подходят для перемешивания:

- Водные растворы: 1 мПа*с.
- Очень жидкие клеи и краски 70-500 мПа*с.
- Большинство красок и эмалей 500-3000 мПа*с.
- Густые краски 3000-10000 мПа*с.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение	
	ES-8300	ES-8300D
Число оборотов	От 100 до 3000 в минуту	
Объем перемешиваемой жидкости	От 0,25 до 10 л	
Мощность двигателя	50 BT	
Габаритные размеры	155х350х230 мм	165х350х230 мм
Macca	2,8 кг	3,8 кг
Напряжение	220 В 50/60 Гц.	
Транспортные	1 кор., 450х360х190 мм.	1 кор., 450х360х190 мм
данные/габариты/вес*:	8,84 кг	9,62 кг

^{*}Указаны габаритные размеры и вес 2 шт./приборов в одной коробке.

Комплектация

Устройство перемешивающее ES-8300:

- Привод ES-8300.
- Верхнеприводная пропеллерная мешалка IM2 (со встроенным электронным бесступенчатым регулятором скорости).

Устройство перемешивающее ES-8300D:

- Привод ES-8300 с цифровым дисплеем, отображающим число оборотов в минуту.
- Верхнеприводная пропеллерная мешалка IM2 (со встроенным электронным бесступенчатым регулятором скорости).

Дополнительная комплектация:

- Штатив ES-2720.
- Зажим для закрепления на штативе.
- Мешалки IM2-IM14. Диаметр вала мешалки может меняться от 1 до 10 мм; стандартная длина 350 или 450 мм. Для удобства работы лопастную мешалку можно перемещать вверх или вниз относительно привода.