



LCK1414 набор реагентов для определения ХПК, 5-60 мг/л n/v



Набор реагентов LCK144 ХПК, диапазон измерений 5-60 мг/л 24 теста.

Для работы реагенты ХПК требуют разложения в термореакторе LT200 или HT200S.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Легкость в применении.
- Высокая точность.
- Поддержка технологии RFID (бесконтактного автоматического определения методики прибором, поддерживающим данную технологию).
- Уникальность применяемой кюветы.