

## **ЧКЦ чаши кристаллизационные стеклянные**



Стеклянные чаши ЧКЦ предназначены для выпаривания и перекристаллизации химических веществ в лабораторных условиях.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Особенности:**

- Чаша кристаллизационная изготовлена по ТУ 4320-012-29508133-2009.
- Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
- Тип ЧКЦ, исполнение 1.

### **Варианты исполнений**

Наименование	Номинальная вместимость, мл	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Высота, мм	Упаковка, шт
ЧКЦ-1-60	80	58 ±1,0	61 ±1,0	35 ±1,0	10
ЧКЦ-1-90	240	88 ±2,0	91 ±2,0	46 ±2,0	8
ЧКЦ-1-100	300	96 ±2,0	100 ±2,0	50 ±3,0	6
ЧКЦ-1-125	600	121 ±2,0	125 ±2,0	60 ±3,0	2
ЧКЦ-1-150	1000	145 ±2,0	150 ±2,0	75 ±3,0	2
ЧКЦ-1-180	2000	176 ±2,0	182 ±2,0	93 ±3,0	1

### **Стандартный комплект поставки:**

- ЧКЦ чаша кристаллизационная стеклянная.
- Техническая документация.