



## Термотест-20 термостат жидкостный



Установка для кондиционирования проб жира. Предназначена для одновременной подготовки образцов при температурах 0, +5, +10, +20, +30, +40 и +50 С° для последующего анализа.

### ***Технические характеристики:***

Диапазон регулирования температуры	0...+50 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры	±0.1 °С
Неоднородность температурного поля в рабочих ваннах	±0.1 °С
Объем одной рабочей ванны	6.5 л
Рекомендуемый теплоноситель: • для ванны 0 °С • для остальных ванн	жидкость охлаждающая ОЖ 40 вода дистиллированная
Время выхода установки на режим от температуры +20 °С	2 ч