

Бутирометры для молока (для определения массовой доли жира в молоке и молочных продуктах)



Предназначены для определения массовой доли жира в молоке и молочных продуктах. Принцип действия основан на разложении белковых веществ кислотами и изоамиловым спиртом с последующим разделением веществ путем центрифугирования.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Пример обозначения: Бутирометр 1-6				
Шифр	Тип бутирометра	Предел измерения содерж.жира, %	Допуст.погрешн., %	Цена деления, %
1452	Для молока	0...6	0,05	0,1
1543	Для сливок	0...40	0,25	0,5
Пример обозначения: Бутирометр 2-0,5				
1454	Для пахты	0...0,5	0,02	0,02



**Бутирометр 2-05 (для
обезжиренного молока и
пахты)**



**Бутирометр 1-40 (для
сливок)**



Бутирометр 1- 6 (для молока)