

VISCO-895 вискозиметр



Вискозиметр VISCO-895 предназначен для определения условной вязкости (времени истечения) вещества.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Преимущества:

- Благодаря алюминиевому корпусу, VISCO-895 отличается небольшим весом (895 грамм), что обеспечивает более удобную эксплуатацию и транспортировку данного вискозиметра.
- Прибор работает как от сети, так и от встроенных батарей формата AA, поэтому его можно использовать для измерений как в лаборатории, так и "в полях".
- VISCO-895 упакован в прочный кейс, удобный для хранения и транспортировки.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон измерения	A1 50....200 000 мПа*с или 50....200 000 сР A2 100....600 000 мПа*с или 100....600 000 сР A3 500....2 000 000 мПа*с или 500....2 000 000 сР (1мПа*с=1сР) С использованием адаптера для маловязких образцов (ULA): 1~2,000 мПа*с или 1~2,000 сР Крутящий момент: 0.0....100.0% Температура: +10....+40°C
Разрешение	Менее 10,000 – 0,1 мПа*с Более 10,000 - 1мПа*с Крутящий момент: 0.1% Температура: 0,1°C
Точность	Вязкость: ±1% от полной шкалы Температура: ±0,2°C
Окружающая температура	+10....+40°C
Размер	12x12x20 см



Вес	0,895 (прибор), 0,27 кг (ножки)
Питание	DC 6 В (4 батарейки формата AA) Адаптер AC 100....220 В, 50/60 Гц
Выходы	USB-PC
Скорость вращения	0,5....250 об/мин. Число скоростей: 20

Стандартный комплект поставки:

- Вискозиметр VISCO-895.
- Шпиндели А1, А2 и А3.
- Стакан малого объёма (15 мл).
- Стакан большого объёма (100 мл).
- Кейс для переноски.

Комплектация А (кат.№6830):

- Вискозиметр VISCO-895.
- Шпиндели А1, А2 и А3.
- Стакан малого объёма (15 мл).
- Стакан большого объёма (100 мл).
- Металлический адаптер для стаканчиков под образцы.
- 50 бумажных стаканчиков.
- 50 пластиковых стаканчиков.
- Кейс для переноски.

Комплектация В (кат.№6831):

- Вискозиметр VISCO-895.
- Шпиндели А1, А2 и А3.
- Стакан малого объёма (15 мл).
- Стакан большого объёма (100 мл).
- Адаптер для маловязких образцов.
- Кейс для переноски.

Дополнительная комплектация, опции:

- Температурный датчик : RE-75540.
- Шпиндель А1: RE-77104.
- Шпиндель А2: RE-77105.
- Шпиндель А3: RE-77106.
- Стакан малого объёма (15 мл): RE-79100.
- Стакан большого объёма (100 мл): RE-79101.
- Металлический адаптер для стаканчиков под образцы: RE-78141.
- Бумажные стаканчики: RE-79102.
- Пластиковые стаканчики: RE-79103.
- Стандартный раствор вязкости "JS200": RE-89016.
- Стандартный раствор вязкости "JS500": RE-89017.
- Стандартный раствор вязкости "JS2000": RE-89019.
- Адаптер для маловязких образцов (ULA): RE-77120.