
Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

<u>ЭЛИС-212 Na электрод натрий-селективный промышленно-</u> лабораторный



Стеклянный промышленно-лабораторный натрий-селективный электрод для анализа малых концентраций. Предназначен в составе специальных анализаторов, например pNa-205, для измерения активности ионов натрия в химически обессоленной воде и конденсате пара котлов высокого давления.

Рекомендуется использовать совместно с электродами сравнения ЭСр-10101, ЭСр-10103, и др. лабораторного назначения.

Технические характеристики

Определяемый ион	Диапазон измерения, моль/л			Электрическое сопротивление, МОм	изопотенниальной		Модификация
					pNai	Еі, мВ	
Na⁺	3x10 ⁻⁸ 1	>10	5100	40120	3,00	-25	ЭЛИС- 212Na/3
					4,30	20	ЭЛИС- 212Na/4

Комплект поставки

Комплект поставки включает в себя:

- Электрод;
- Паспорт;
- Упаковка.

Габариты

