



ВЛ-224 весы аналитические



Аналитические весы I класса точности ВЛ-224 предназначены для статических измерений массы предметов, материалов, сыпучих и жидких веществ.

Могут применяться в научных и производственных лабораториях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Гарантия – 5 лет.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Функциональные возможности:

- Цифровой отсчет.
- Полуавтоматическое устройство установки нуля и выборки массы тары во всем диапазоне взвешивания.
- Автоматическое устройство слежения за нулем.
- Функция автоматической установки нуля.
- Функция автотарирования (при выводе данных на внешнее устройство).
- Функции вывода данных о юстировке, блокировки меню и автовыключения.
- Режим насыпания/ подливания (добавления).
- Устройство адаптации к внешним условиям.
- Для всех моделей полуавтоматическая юстировка чувствительности весов внешней гирей с возможностью ввода значения массы гири.

Весы ВЛ-224 оснащены сервисными программами:

- Переключения единиц измерения массы (граммы, миллиграммы, караты).
- Пересчета массы в процентах.
- Подсчета количества деталей (PCS).
- Рецептурного взвешивания.
- Компарирования (сравнения массы).

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальная нагрузка (max)	220 г
Минимальная нагрузка (min)	10 мг
Дискретность	0,1 мг
Калибровка	Внешняя
Диаметр чаши весов	91 мм
Цена поверочного деления	1 мг
Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке	±0,5 мг (от 0,1 мг до 50 г вкл.); ±1,0 мг (св. 50 г до 200 г вкл.); ±1,5 мг (св 200 г до 220 г вкл.)
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011	I специальный
Время установления показаний, не более	2 с (быстрый режим); 6 с (стандартный режим)
Габаритные размеры весов (ДхШхВ)	356х213х338 мм
Масса весов, не более	6,0 кг
Юстировочная гиря	200гЕ2 (заказывается отдельно)
Питание	От сети переменного тока через AC-адаптер 12 В



Состав весов



Стандартный комплект поставки:

- ВЛ-224 весы аналитические.
- Руководство по эксплуатации.
- АС-адаптер питания с держателем кабеля.
- Чашка.
- Держатель чашки.
- Защитное кольцо.

Дополнительный комплект поставки:

- Внешняя портативная аккумуляторная батарея для автономной работы (время автономной работы - до 4-8 часов).
- Принтер EP-100/EP-110 для распечатки результатов измерений.
- Интерфейс USB для связи с внешними устройствами.
- Интерфейс RS-232C для связи с внешними устройствами.
- Внешняя клавиатура ПВК-1.
- Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-1.
- Ионизатор для удаления статического электричества с образцов STABLO AP.
- Гиря для юстировки класса точности E2 массой 200 г.