



ППСМ пробоотборник для сыпучих материалов



Пробоотборник ППСМ предназначен для отбора проб сыпучих материалов из мешков, пакетов, контейнеров и др.

Подготовка к работе и порядок работы:

- Пробоотборник перед применением должен быть чистым, сухим и не иметь посторонних запахов.
- При опускании пробоотборника его необходимо держать в закрытом состоянии.
- После достижения необходимой глубины верхнюю ручку повернуть на 90 градусов относительно нижней ручки, после набора пробы повернуть верхнюю ручку снова на 90 градусов и вынуть пробоотборник.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Материал пробоотборника	Сталь 12Х18Н10Т
Габаритные размеры (длина, диаметр ширина с ручками)	1070, Ø30, 200 мм
Масса, не более	2,5 кг

Комплект поставки:

- Пробоотборник.
- Паспорт.