



ЭЛВК-5 экспресс-лаборатория


Экспресс-лаборатория ЭЛВК-5 предназначена для эксплуатационного химического контроля качества конденсата, дистиллята, исходной, питательной и котловой воды паросиловых установок и охлаждающей воды двигателей внутреннего сгорания.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Состоит из:

- Сосудов для реактивов с бюреткой поз.1.
- Стакана-пробоотборника поз.2.
- Слянок для растворов и реактивов поз.3.
- Флакона со шпателем поз.4.
- Штатива со шкалой поз.5
- Сосудов для реактивов поз.6
- Воронки поз.7.
- Мензурки поз.8
- Пробки с палочкой поз.9
- Пробирки мерной с пробкой поз.10
- Шпателя поз.11.
- Ручки пробоотборника поз.12.



Технические характеристики

Параметр	Значение
Количество возможных определений	10
Вместимость бюретки, мл	10
Цена наименьшего деления бюретки, мл	0,1
Допускаемая погрешность, мл $\pm 0,1$	$\pm 0,1$
Вместимость пробирки мерной с метками, мл	15
Цена наименьшего деления пробирки, мл	0,1
Допускаемая погрешность пробирки, мл	$\pm 0,1$
Номинальная вместимость пипеток, мл	2,5
Допускаемая погрешность пипеток, мл	$\pm 0,1$
Номинальная вместимость мензурки, мл	100
Цена наименьшего деления мензурки, мл	10
Допускаемая погрешность мензурки, мл	± 5
Масса, кг	7,5