Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Цилиндры лабораторные мерные: исполнение 3 - на полиэтиленовом основании



торговый дом

АВТОМАТИКА

Цилиндры мерные с носиком на пластмассовом основании предназначены для точного дозирования нелетучих жидкостей в лабораторной практике.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Цилиндры изготовлены по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.
- Материал изготовления из химико-лабораторное стекло.
- Исполнение 3 с носиком и пластмассовым основанием.
- Класс точности 2.

Тохинческие характеристики

Наименование	Вместимость, см ³	Допустимая погрешность, см³	Цена деления, см ³	Упаковка, шт
Цилиндр 3-25-2	25	±0,5	0,5	10
Цилиндр 3-50-2	50	±1,0	1,0	10
Цилиндр 3-100-2	100	±1,0	1,0	5
Цилиндр 3-250-2	250	±2,0	2,0	10
Цилиндр 3-500-2	500	±5.0	5.0	6

Стандартный комплект поставки:

- Цилиндры лабораторные мерные: исполнение 3 на полиэтиленовом основании.
- Техническая документация.