

## **Динго-Е-200В анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе без принтера**



Динго-Е-200В представляет собой медицинской анализатор для быстрого и точного измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Описание**

Динго-Е-200В оснащен электрохимическим сенсором с повышенной износоустойчивостью, может использоваться как для предсменного и предрейсового осмотра сотрудников, так и при наличии принтера для проведения медицинского освидетельствования и освидетельствования в ГИБДД

Прибор работает как с мундштуком, так и без него. Имеет полнотекстовый графический дисплей, русскоязычное меню, внутреннюю память на 500 измерений: все это обеспечивает удобное и понятное использование устройства.

Динго-Е-200В оснащен портом, к которому в качестве дополнительной опции может подключаться при помощи специального кабеля принтер для печати результатов проверки. Имеет сменный сенсорный блок. Замена электрохимического сенсора не требует специальных навыков или обращения в сервисный центр.

Прибор Динго-Е-200В является медицинским измерительным прибором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **Особенности:**

- Электрохимический сенсор.
- Тест с/без мундштука, с мундштуком-воронкой.
- Беспроводное подключение принтеру.
- Внутренняя память на 500 измерений.
- Применяется для медицинского освидетельствования.
- Применяется для предрейсового и предсменного осмотра сотрудников.
- Применяется для освидетельствования в ГИБДД.

### **Технические характеристики**

| <b>Параметры</b>          | <b>Значения</b>  |
|---------------------------|--|
| Тип датчика               | Электрохимический  |
| Тип продувания            | С мундштуком / без мундштука / мундштук-воронка                                      |
| Индикация                 | Дисплей полнотекстовый, графический  |
| Диапазон измерений        | 0,00-1,50 мг/л   |
| Диапазон показаний        | 0,00-2,00 мг/л   |
| Пределы доп. погрешности  | ±0,050 мг/л в диапазоне 0,000-0,500 мг/л;<br>±10% в диапазоне свыше 0,500-1,500 мг/л |
| Время подготовки          | До 20 секунд   |
| Время установки показаний | До 10 секунд   |
| Рабочая температура       | +10...+40°C  |
| Температура хранения      | -10...+50°C  |



|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Межкалибровочный интервал   | 12 месяцев               |
| Память                      | 500 измерений            |
| Питание                     | Батарейки типа АА, 2 шт. |
| Размеры                     | 33х64х133 см             |
| Число тестов без подзарядки | 3 000                    |
| Вес                         | 198                      |
| Гарантия                    | 12 месяцев               |

**Комплект поставки:**

- Алкотестер Динго-Е-200В.
- Батарейки АА-2 шт.
- Одноразовые мундштуки, 5 шт.
- Мундштук-воронка.
- Кейс.
- Кабель для ПК.

**Дополнительная комплектация:**

- Чехол.
- Принтер.
- Адаптеры.
- Кабель для принтера.
- Одноразовые мундштуки.
- Мундштук-воронка.