

C20SD титратор кулонометрический



C20SD - компактный кулонометр с электродом с мембраной для титрования по Карлу Фишеру

Особенности:

Специальная конструкция ячейки для титрования сводит к минимуму влияние влажности окружающей среды при низком значении фонового дрейфа, обеспечивая точные и повторяемые измерения.

Интуитивно понятный сенсорный интерфейс One Click помогает легко и быстро настроить главный экран, чтобы запускать основные операции рабочего процесса одним нажатием на ярлык.

Заказать

sales@td-automatika.ru

- В титраторе C20SD для достижения высокой точности применяется диафрагма, которая позволяет анализировать образцы с очень низким содержанием воды (< 50 мкг), нитросоединения и восстанавливаемые ненасыщенные углеводороды.
- Ячейка титратора автоматически заполняется и опорожняется, что уменьшает контакт пользователя с химикатами. Накопление отходов можно сократить благодаря специальным принадлежностям.
- Пользователей можно разделить на группы «Экспертов» и «Исполнителей» с полным или ограниченным доступом к функциям титратора.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Макс. количество методов	5
Программное обеспечение LabX	Версии Express и Server
Количество ярлыков на пользователя	12
Пользовательские алгоритмы расчетов	Нет
Тип применения	Кулонометрическое титрование по Карлу Фишеру
Возможности автоматизации (2)	Нет
Подключение сканера штрихкода	Да (USB)
Дисплей	Полноцветный сенсорный экран 5,7 дюйма VGA
Дополнительная сушильная печь	DO308 (ручная)
Ячейка генератора	С мембраной
Титрование по Карлу Фишеру	Да
Контроль растворов	Нет
Диапазон измерения (концентрации)	1 ppm – 5 %
Интерфейс пользователя One Click®	Да
Параллельное титрование	Нет
Функция «Подключи и измеряй»	Датчики
Подключение принтера	Да (USB)
Модуль Solvent Manager (2)	Да
Управление и задание прав пользователей	Запрограммированные роли «Экспертов» и «Исполнителей»
Языки	Языки: китайский, английский, французский, немецкий, итальянский, корейский, польский, португальский, русский, испанский
Номер	30252661