

АМ, АМТ ареометры для молока



Ареометр АМ и ареометр АМТ используются для измерения плотности цельного и обезжиренного молока, а также сыворотки и пахты.

Ареометр для молока АМ без термометра, ареометр для молока АМТ с термометром.

Межповерочный интервал: 4 года.

Показания с ареометра отсчитывают по верхнему краю мениска.

Заказать

sales@td-automatika.ru



АМ (1020-1040) ареометр для молока



АМТ (1015-1040) ареометр для молока с термометром

Технические характеристики

Обозначение	Диапазон измерения плотности, кг/м ³	Цена деления, кг/м ³	Температурный диапазон t, °С	Длина, мм
АМ	1020 – 1040	0,5	–	350
АМТ	1015 – 1040	1	0...+35	330

Стандартный комплект поставки:

- Ареометр для молока.
- Паспорт с штампом о поверке.