

БНТИ-05-04-К комплект приспособлений для БНТИ-05-04



Предназначен для размещения в жидкостной бане БНТИ-05-04.

Используется при определении низкотемпературных характеристик нефтепродуктов и продуктов химических органических в соответствии с ГОСТ 20287 (метод А), EN 23015, ASTM D97 и ГОСТ 18995.5.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Комплект приспособлений БНТИ-05-04-К используется при определении следующих характеристик:

Определяемая характеристика	Нормативный документ	Необходимые дополнительные комплекты приспособлений
Температура текучести нефтепродуктов	ГОСТ 20287	БНТИ-05-04-3К ГОСТ 20287 метод А
Температура кристаллизации химических органических продуктов	ГОСТ 18995.5	ГОСТ 18995.5
Температура помутнения нефтепродуктов	EN 23015	БНТИ-05-04-3К EN 23015 (ASTM D97)
Температура текучести нефтепродуктов	ASTM D97	БНТИ-05-04-3К EN 23015 (ASTM D97)

Обратите внимание, что для проведения испытаний, помимо бани БНТИ-05-04, необходимы дополнительные комплекты приспособлений.

Комплект поставки:

- Крышка на два стакана - 1 шт.
- Крышка - 2 шт.
- Пробка резиновая №19 - 1 шт.